ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ



Лабораторная работа № 2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов

Петряев Александр Группа Б03-301

1 Теоретическая часть

Диффузия - самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии. В системе, состоящей из двух компонентов, плотность потока вещества в результате взаимной диффузии описывается законом Фика:

$$j_a = -D_{ab} \frac{\partial n_a}{\partial x}, j_b = -D_{ba} \frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где $D_{ab} = D_{ba} = D$ – коэффициент взаимной диффузии компонентов, $j_{ab} =$ плотности потока частиц соответствующего сорта (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени).

В работе исследуется диффузия примеси лёгкого газа (гелия) на фоне воздуха, поэтому концентрация воздуха в опыте значительно больше концентрации гелия, и её относительное изменение незначительно. В процессе работы будет описываться только диффузия примеси гелия на стационарном фоне воздуха.

Проведём теоретическую оценку величины коэффициента взаимной диффузии. В работа мала концентрация гелия, более того, масса атомов гелия много меньше массы молекул, составляющих воздух. При таких условиях перемешивание газов в эксперимента можно рассматривать как диффузию гелия на стационарном форне воздуха. Тогда коэффициент диффузии приблизительно равен

$$D = \frac{1}{3}\lambda \bar{v},$$

где λ — длина свободного пробега частиц гелия, $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ — их средняя тепловая скорость. В общем случае необходимо считать $\lambda=\frac{1}{n_\Sigma\sigma}$, где $n_\Sigma=n_{He}+n_B=\frac{P_\Sigma}{kT}$ полная концентрация частиц, σ — среднее сечение столкновения частиц гелия с воздухом. Также $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}$ — средняя относитель. Таким образом, теоретическая оценка предполагает, что коэффициент диффузии не зависит от пропорция элементов, а обратно пропорционален давлению $D\propto\frac{1}{P_\Sigma}$.

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации в установке, она зависит от координат и времени во всей установке. Объём соединительной трубки мал по сравнению с с объёмами сосудов. Поэтому концентрации газов можно считать постоянной по всему объёму сосудов; считаем, что процесс выравнивания происходит только за счёт диффузии в трубке и является стационарным (так как считаем стационарным поток частиц). Величина этого стационарного потока $J=-DS\frac{\partial n}{\partial x}$, и он одинаковый во всём сечении трубки, тогда n(x) - линейная функция координаты и $\frac{dn}{dx}=\frac{\triangle n}{l}$ (1 – длина трубки), получаем

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{I}.$$

Предположим, что установился линейный профиль концентрации и полученное соотношение справедливо в любой момент времени. Получаем квазистационарное приближение зависимости концентраций n_1 и n_2 от времени.

Через Δn_1 и Δn_2 обозначим изменения концентрации в объёмах V_1 и V_1 за время Δt . Тогда $V_1\Delta n_1$ - изменение количества компонента в объёме V_1 , а $V_2\Delta n_2$ - изменение количества этого компонента в объёме V_2 . По закону сохранения вещества следует, что $V_1\Delta n_1 + V_2\Delta n_2 = const$, поэтому $V_1\Delta n_1 = -V_2\Delta n_2$. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2 = J \Delta t = -DS \frac{n_1 - n_2}{I} \Delta t$$

Делим равенство на Δt

$$V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}, V_2 \frac{dn_2}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}$$

Делим первое уравнение на V_1 , второе на V_2 , вычтем равенства друг из друга:

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}).$$

Введём новую переменную $\Delta n = n_1 - n_2$, проинтегрируем уравнение, получим

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{(-t/\tau)},$$

где Δn_0 - разность концентраций примеси в начльный момент времени, а

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}.$$

Видим, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону и тем быстрее, чем меньше τ - величина, определяющаяся геометрическими параметрами установки и величиной коэффициента диффузии.

Для проверки применимости квазистационарного течения убедимся, что время τ много больше характерного времени диффузии одной частицы вдоль трубки длиной $1: t_{diff} \sim \frac{l^2}{D} \ll \tau.$

Для измерения концентраций применяются датчики теплопроводности D_1 и D_2 (см. рис. 1) и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от её состава. Тонкая проволока радиуса r, протянутая вдоль оси цилиндра радиуса R, нагревается током. Тепло от проволоки к стенке цилиндра передаётся главным образом вспледствие теплороводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла переданного стенке цилиндра в единицу времени, определяется по формуле

$$Q = \kappa \frac{2\pi L}{\ln(R/r)} (T_1 - T_2),$$

где κ - теплопроводность, L - длина нити, T_1, T_2 - температуры проволочки и стенки. При Q=const температура проволоки и её сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом. Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рис. 2 (см. пункт 4).

В процессе диффузии разность концентраций убывает по экспоненциальному закону. По тому же закону изменяются во времени показания гальванометра:

$$U = U_0 e^{(-t/\tau)}$$

Измеряя экспериментально зависимость U(t), можно получить характерное время процесса τ , откуда определить коэффициент диффузии D.

2 Экспериментальная установка

Общий вид конструкции установки приведён на рис. 1. Установка состоит из двух сосудов V_1 и V_2 , соединённых краном K_3 , форвакуумного насоса Ф.Н. с выключателем T, манометра M и системы напуска гелия, состоящей из кранов K_6, K'_6, K_7 . Кран K_5 позволяет соединять форвакуумны насос либо с установкой, либо с атмосферой. Сосуды V_1 и V_2 соединены трубкой длины l и сечения S. Сосуды заполнены смесь двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов с течением времени выравниваются Между форвакуумным насосом и краном K_5 вставлен предохранительный баллон, защищающий кран и установку при неправильной её эксплуатации от попадания форвакуумного масла из насоса. Сосуды V_1 и V_2 можно соединять как с системой напуска гелия, так и с форвакуумным насосом. Для этот служат краны K_1, K_2, K_4, K_5 . Манометр M регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или иной сосуды. Кран K_4 изолирует форвакуумный насос от установки. Для подачи воздуха в установку служит кран K_5 . Дополнительный кран K_6' служит для вакуумной изоляции установки от системы подачи гелия. Краны K_4, K_5, K_6' обладают повышенной вакуумплотностью и хорошо изолируют установку от протечек.




Рис. 1: Установка для исследования взаимной диффузии газов

Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рисунке 2.

Здесь D_1, D_2 - датчики теплопроводности, расположенные в сосудах V_1 и V_2 . Сопротивления R_1, R_2, R служат для установки прибора на нуль (балансировка моста). В одну из диагоналей моста включен гальванометр, к другой подключается небольшое постоянное напряжение. Сопротивления R_1 и R_2 спарены (их подвижные контакты находятся на общей оси) и изменяются одновременно при повороте ручки грубой регулировки. Точная балансировка выполняется потенциометром R. Балансировку необходимо проводить перед каждым экспериментом заново: при этом установка заполняется чистым газом (воздухом без гелия) при давлении, близком «рабочему» (при котором затем будут проводится измерения).

Мост балансируется при заполнении сосудов (и датчиков) одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания гальванометра, подсоединённого к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентраций примеси: $U \propto \Delta \kappa \propto \Delta n$




Рис. 2: Мостовая схема с датчиками теплопроводности для измерения разности концентраций газов

Гелий содержится в баллоне (не изображен на рис. 1) под давлением, превышающим атмосферное. Для предотвращения избыточного расхода гелия и его неконтролируемого проникания в установку предусмотрен металлический кран (К7), отделяющий её от баллона с гелием. Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием, остальное время он должен быть закрыт. Для подачи малых порций гелия предусмотрен двухходовый кран с дозатором (рис. 4). При повороте рычажка Р в положение I гелий в небольшом количестве поступает в дозатор (если открыт К7), а при повороте Р в положение II порция из дозатора поступает в установку.




Рис. 3: Кран K_6

3 Обработка результатов измерений

Все данные были сняты на компьютере и представляют собой более 2000 значений, в связи с чем их представление в работе не имеет смысла.

По полученным данным был построен график 4 зависимости логарифма напряжения от времени.




Рис. 4: Зависимость логарифма давления от времени

$$k = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{0,107 - 0,013 \cdot 6,075}{0,00024 - 0,013^2} = 0,00019$$
 Коэффициент диффузии рассчитывается по формуле $D = -\frac{kVL}{2S} = -k \cdot \frac{800 \cdot 15}{2} = -k \cdot 6000$, его ошибка будет составлять $\sigma_D = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L/S}{L/S}\right)^2} = D\sqrt{\left(\frac{10}{800}\right)^2 + \left(\frac{0,0001}{0,0019}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{15}\right)^2} = 0,6$. Параметры установки: $V = 800 \pm 10$ см³, $L/S = (15 \pm 0,1)$ 1/см.
$$D_1 = 0,0019 \cdot 6000 = 11,4 \pm 0,6$$
 см²/с, $\sigma_{D_1} = 5\%$
$$D_2 = 0,000994 \cdot 6000 = 5,96 \pm 0,3$$
 см²/с, $\sigma_{D_2} = 5\%$
$$D_3 = 0,00072 \cdot 6000 = 4,32 \pm 0,2$$
 см²/с, $\sigma_{D_3} = 5\%$
$$D_4 = 0,00054 \cdot 6000 = 3,24 \pm 0,2$$
 см²/с, $\sigma_{D_4} = 5\%$

Построим графики зависимости коэффициента диффузии от величины, обратной давлени. Видно, что прослеживается обратная зависимость коэффициента диффузии от давления




Рис. 5: Зависимость коэффициента диффузии от величины, обратной давлению.

Экстраполируя прямую значений, полученную нами, определим коэффициент диффузии гелия в воздухе при атмосферном давлении (760 Topp). $k=\frac{< xy>-< x><y>}{< x^2>-< x>^2}=\frac{0,107-0,013\cdot6,075}{0,00024-0,013^2}=395,3$

$$\sigma k = \sqrt{\frac{1}{n-1}(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2)} = \sqrt{\frac{1}{4-1}(\frac{46,96}{0,00024} - 395,3^2)} = 0,05$$
 $D_a = \frac{k}{Po} = 0.52 \pm 0,05 \text{ см}^2/\text{с}$ - значения по расчётам $D_a = 0.57 \text{ см}^2/\text{с}$ - табличное значение

Значения по компьютеру, по расчётам и по теории совпали в пределах допустимой погрешности.

Оценим длину свободного пробега молекулы по формуле:

$$\lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi\mu}{8RT}} = 3\cdot 0.52\sqrt{\frac{\pi\mu}{8R\cdot 293}} = 1.25\cdot 10^{-7} \; \mathrm{m}$$

Оценим по полученным результатам длину свободного пробега и размер молекулы. Для этого воспользуемся следующими формулами.

$$D = \frac{1}{3}\lambda \langle v \rangle, \, \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}, \, \, \Pi \approx \frac{kT}{\sqrt{2}\lambda P},$$

где Π - площадь эффективного сечения частиц, $r \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Pi}{\pi}}$. Итак,

$$\lambda \approx 1.25 \cdot 10^{-7} \; , \; \Pi \approx 1.8 \cdot 10^{-19} \; ^2 , \; r \approx 1.2 \cdot 10^{-10} \; .$$

Табличное значение для размера молекулы $r = 1.0 \cdot 10^{-10}$.